
Manuel d'installation

Pré-requis:

- Un smartphone qui tourne sous Android 15 minimum.
- Un câble USB male / mini USB male

ÉTAPE 1

ightarrow Connecter le smartphone à un ordinateur avec le $\ c\hat{a}ble\ USB.$




ÉTAPE 2

→ Transférer le fichier apk dans le dossier où vous souhaitez le stocker.



ÉTAPE 3

→ Double cliquer sur le .apk depuis votre téléphone grâce à un explorateur de fichier comme ES Explorer.



<u>ÉTAPE 4</u>

→ Accepter l'installation du fichier. Il est désormais prêt à être lancé.